



# OPTi+ 手持数字折光仪

规格种类齐全, 适合食品饮料和其它工业场合使用

## OPTi+

跟2011年成功推出的老型号OPTi相比, 新型号OPTi+的测试量程更广, 除此之外, 还有更多的测试单位可供选择。因此新型号的测试场合更广, 即可以在现场快速测试, 也可以辅佐实验室仪器做更加方便的测试。

新款OPTi+内置了新款的操作软件, 不仅可大大提高仪器的测试性能, 还可以提供许多独特的功能, 可以给用户带来极佳的测试体验, 是现场不可多得的质量分析工具。


### 可大幅度提升OPTi性能的新款软件!

- 满量程测试(0-95白利糖度或等效单位)
- 可选单标度或双标度版本
- ATC自动温度补偿, 符合ICUMSA标准
- 单键操作切换温度显示单位(°C或°F)
- 独有的用AG校正油来校验测试精度
- 校正证书, 符合ICUMSA和NIST规范
- 不锈钢样品滴盘, 温度稳定快速
- 共有超过10种的OPTi+和50种的OPTi型号
- 结构牢固耐用、符合人体工学设计, 防护等级IP65



a xylem brand

# OPTi+手持数字折光仪



有关其它型号的  
OPTi+, 敬请访问我  
们的官方网站

## OPTi+单标度型

货号	型号	单位标度	测试量程	分辨率	准确度	ATC
38-A1	Brix 95+	白利糖度 (°Brix)	0-95	0.1	±0.2	Bx
38-A2	RI 1.54+	折光指数 (RI)	1.33-1.54	0.0001	±0.0003	Bx
38-H1	HFCS 42+	42 HFCS	0-95	0.1	±0.2	Bx
38-H2	HFCS 55+	55 HFCS	0-95	0.1	±0.2	Bx
38-H3	HFCS 90+	90 HFCS	0-95	0.1	±0.2	Bx
38-B8	Brix 95+ NTC	白利糖度 (°Brix)	0-95	0.1	±0.2	无
38-B9	RI 1.54+ NTC	折光指数 (RI)	1.33-1.54	0.0001	±0.0003	无

## OPTi+双标度型

货号	型号	单位标度	测试量程	分辨率	准确度	ATC
38-A3	Brix 95/Honey+	A 白利糖度 (°Brix) B 蜂蜜含水率 (%)	0-95 10-30	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx 蜂蜜
38-B1	Brix 95/RI 1.54+	A 白利糖度 (°Brix) B 折光指数 (RI)	0-95 1.33-1.54	0.1 0.0001	±0.2 ±0.0003	Bx Bx
38-H4	HFCS 42/55+	A 42 HFCS B 55 HFCS	0-95 0-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx Bx
38-H5	HFCS 55/90+	A 55 HFCS B 90 HFCS	0-95 0-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx Bx
38-H6	Brix 95/HFCS 42+	A 白利糖度 (°Brix) B 42 HFCS	0-95 0-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx Bx
38-H7	Brix 95/HFCS 55+	A 白利糖度 (°Brix) B 55 HFCS	0-95 0-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx Bx
38-H8	Brix 95/HFCS 90+	A 白利糖度 (°Brix) B 90 HFCS	0-95 0-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx Bx

## OPTi高浓度型 NEW (有关更多新的型号, 敬请访问我们的官方网站)

货号	型号	A B	单位标度	测试量程	分辨率	准确度	ATC
38-04	Jam 75		白利糖度 (°Brix)	20-75	0.1	±0.2	Bx
38-10	Honey/Brix	A B	蜂蜜含水率 (%) 白利糖度 (°Brix)	10-30 50-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	蜂蜜 Bx
38-11	HFCS Hi 42/55	A B	42 HFCS 55 HFCS	50-95 50-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx Bx
38-12	HGCS Hi 55/90	A B	55 HFCS 90 HFCS	50-95 50-95	0.1 0.1	±0.2 ±0.2	Bx Bx



a xylem brand

### International

Longfield Road  
Tunbridge Wells, Kent  
TN2 3EY

United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1892 500400  
Fax: +44 (0) 1892 543115  
sales.bs.uk@xylem.com

中国代表处

服务专线: 400 888 5357

[www.bellinghamandstanley.cn](http://www.bellinghamandstanley.cn)